


記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意ください。

石英NDフィルター 10%



波長 (nm)	RawData ...
300.00	13.353
320.00	12.979
340.00	12.465
360.00	12.033
380.00	11.574
400.00	11.190
420.00	10.870
440.00	10.619
460.00	10.406
480.00	10.252
500.00	10.156
520.00	10.067
540.00	10.020
560.00	9.989
580.00	9.978
600.00	9.969
620.00	9.968
640.00	9.970
660.00	9.968
680.00	10.030
700.00	10.051
720.00	10.073
740.00	10.066
760.00	10.102
780.00	10.141
800.00	10.162
820.00	10.181
840.00	10.203
860.00	10.229
880.00	10.266
900.00	10.324
920.00	10.401
940.00	10.448
960.00	10.501
980.00	10.556
1000.00	10.603
1020.00	10.649
1040.00	10.695
1060.00	10.740
1080.00	10.783
1100.00	10.825
1120.00	10.861
1140.00	10.901
1160.00	10.940
1180.00	10.981
1200.00	11.018