

双眼鏡筒

三眼鏡筒



生物顕微鏡SN-110M

双眼鏡筒タイプ **78,000円** (税別)

- アクリル対物レンズ 4X, 10X, 40X, 100X 付属
- 三眼鏡筒タイプ81,000円(税別)

生物、医療分野ではなくてはならない生物顕微鏡。臨床実験やルーティン検査・実験室・研究所および生物学・病理学の実習や教学に、広く使われているコストパフォーマンスの高い機種です。



型名	SN-110MB	SN-110MT
鏡筒	双眼鏡筒	三眼鏡筒
	シーデントップ(中折れ)式、30°傾斜、360°回転、鏡筒長160mm	
接眼レンズ	WF10X/18、マイクロメータ取り付け付き	
対物レンズ	アクリル対物レンズ 4X、10X、40X、100X (oil)	
レボルバー	4個穴	
焦準装置	一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛 2μm	
ステージ	メカステージ、サイズ132×142mm、XY作動範囲78×54mm (縦一軸)	
コンデンサー	アッペコンデンサー N.A. 1.25、虹彩式絞り付き	
照明	高輝度3W LED 調光可能 (AC100~240V、ACアダプター不要)	
サイズ	約W200×D210×H367mm	
重さ	約4.5kg (双眼時)	
価格	78,000円(税別)	81,000円(税別)

※渋谷光学のホームページに外観図面を掲載していますので是非ご覧ください。 https://www.shibuya-opt.co.jp/scope_top.html