


# 生物顕微鏡SN-110M

双眼鏡筒タイプ **78,000円** (税別)

- アクリル対物レンズ 4×, 10×, 40×, 100×(oil)付属
- 三眼鏡筒タイプ **81,000円** (税別)

生物、医療分野だけではなくはならない生物顕微鏡。  
臨床実験やルーティン検査、実験室、研究所等々及び  
生物学、病理学の実習や教学に、広く使われている  
コストパフォーマンスの高い機種です。



型名	SN-110MB	SN-110MT
鏡筒	双眼鏡筒	三眼鏡筒
	シーデントップ(中折れ)式、30° 傾斜、360° 回転、鏡筒長160mm	
接眼レンズ	WF10X/18、マイクロメータ取り付け枠つき	
対物レンズ	アクリル対物レンズ 4×, 10×, 40×, 100×(oil)	
レボルバー	4個穴	
焦準装置	一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm	
ステージ	メカステージ、サイズ132×142mm、XY作動範囲78×54mm(縦一軸)	
コンデンサー	アッペコンデンサ N.A.1.25、虹彩式絞り付き	
照明	高輝度3W LED 調光可能(AC100~240V, ACアダプター不要)	
サイズ	約W200×D210×H367mm	
重さ	約4.5kg(双眼時)	
価格	78,000円(税別)	81,000円(税別)

渋谷光学のホームページに外観図面を掲載しています。  
是非ご覧ください。 <http://shibuya-opt.co.jp/>