


小型微分干渉顕微鏡 DIC-S01

小型・軽量で取り扱い易い微分干渉顕微鏡
10X対物レンズと微分干渉スライダが1つ付属





型番	DIC-S01
鏡筒倍率	1.0×
結像レンズ 焦点距離	200mm
対應對物レンズ	弊社製対物レンズ 1つ付属 (10X、NA0.3、WD11mm) ※別売ですがオリンパス製の 微分干渉対物レンズ(無限遠)も 取り付けが可能です。
微分干渉スライダ	弊社製微分干渉スライダ 1つ付属 ※別売りですがオリンパス製の 微分干渉スライダも 取り付けが可能です。
カメラマウント	Cマウント
適応カメラ	素子サイズ 1インチ以下
質量	1.2Kg

大視野のタイプも
ございます。



■ 撮像例

明暗のコントラストが視覚化される▼



詳細はお問い合わせください!