



[測定プロパティ]
 波長範囲(nm): 300.00 ~ 1000.00
 スキャン スピード: 中速
 サンプルングピッチ: 0.5
 オート サンプルングピッチ: 有効
 測定モード: オート

[装置プロパティ]
 装置の種類: UV-3600Plus シリーズ
 測光値: 透過率
 スリット幅: (20)
 時定数: 0.1 秒
 光源: 自動
 光源切替波長: 282.00 nm

波長 (nm)	RawData ...
300.00	-0.001
310.00	0.001
320.00	0.000
330.00	0.001
340.00	0.001
350.00	0.000
360.00	0.003
370.00	0.018
380.00	0.045
390.00	0.193
400.00	0.380
410.00	0.477
420.00	0.577
430.00	0.674
440.00	0.682
450.00	0.813
460.00	0.942
470.00	0.947
480.00	0.887
490.00	0.831
500.00	0.794
510.00	0.781
520.00	0.794
530.00	0.829
540.00	0.868
550.00	0.879
560.00	0.854
570.00	0.804
580.00	0.757
590.00	0.747
600.00	0.790
610.00	0.863
620.00	0.943
630.00	1.009
640.00	1.067
650.00	1.147
660.00	1.290
670.00	1.516
680.00	1.923
690.00	2.454
700.00	3.036
710.00	3.579
720.00	4.045
730.00	4.421
740.00	4.723
750.00	4.981
760.00	5.191
770.00	5.372
780.00	5.548
790.00	5.661
800.00	5.751
810.00	5.804
820.00	5.853
830.00	5.873
840.00	5.854
850.00	5.830
860.00	5.788
870.00	5.738
880.00	5.673
890.00	5.595
900.00	5.521
910.00	5.437
920.00	5.355
930.00	5.273
940.00	5.195
950.00	5.120
960.00	5.047
970.00	4.982
980.00	4.923
990.00	4.871
1000.00	4.830