



[測定プロパティ]

波長範囲(nm): 300.00 ~ 1000.00  
 スキャン スピード: 中速  
 サンプルングピッチ: 0.5  
 オート サンプルングピッチ: 有効  
 測定モード: オート

[装置プロパティ]

装置の種類: UV-3600Plus シリーズ  
 測光値: 透過率  
 スリット幅: (20)  
 時定数: 0.1 秒  
 光源: 自動  
 光源切替波長: 282.00 nm

.....

| 波長 (nm) | RawData ... |
|---------|-------------|
| 300.00  | -0.001      |
| 310.00  | 0.000       |
| 320.00  | 0.001       |
| 330.00  | 0.001       |
| 340.00  | 0.000       |
| 350.00  | 0.003       |
| 360.00  | 0.047       |
| 370.00  | 0.195       |
| 380.00  | 0.410       |
| 390.00  | 1.278       |
| 400.00  | 2.210       |
| 410.00  | 2.639       |
| 420.00  | 3.050       |
| 430.00  | 3.448       |
| 440.00  | 3.507       |
| 450.00  | 3.995       |
| 460.00  | 4.498       |
| 470.00  | 4.558       |
| 480.00  | 4.374       |
| 490.00  | 4.195       |
| 500.00  | 4.079       |
| 510.00  | 4.046       |
| 520.00  | 4.115       |
| 530.00  | 4.270       |
| 540.00  | 4.421       |
| 550.00  | 4.464       |
| 560.00  | 4.367       |
| 570.00  | 4.159       |
| 580.00  | 3.974       |
| 590.00  | 3.931       |
| 600.00  | 4.081       |
| 610.00  | 4.345       |
| 620.00  | 4.631       |
| 630.00  | 4.848       |
| 640.00  | 5.015       |
| 650.00  | 5.251       |
| 660.00  | 5.679       |
| 670.00  | 6.367       |
| 680.00  | 7.543       |
| 690.00  | 8.996       |
| 700.00  | 10.501      |
| 710.00  | 11.890      |
| 720.00  | 12.995      |
| 730.00  | 13.860      |
| 740.00  | 14.526      |
| 750.00  | 15.128      |
| 760.00  | 15.490      |
| 770.00  | 15.861      |
| 780.00  | 16.263      |
| 790.00  | 16.559      |
| 800.00  | 16.773      |
| 810.00  | 16.915      |
| 820.00  | 17.060      |
| 830.00  | 17.117      |
| 840.00  | 17.158      |
| 850.00  | 17.160      |
| 860.00  | 17.135      |
| 870.00  | 17.083      |
| 880.00  | 17.007      |
| 890.00  | 16.911      |
| 900.00  | 16.800      |
| 910.00  | 16.682      |
| 920.00  | 16.546      |
| 930.00  | 16.418      |
| 940.00  | 16.290      |
| 950.00  | 16.161      |
| 960.00  | 16.035      |
| 970.00  | 15.918      |
| 980.00  | 15.809      |
| 990.00  | 15.712      |
| 1000.00 | 15.634      |