



波長 (nm)	RawData ...
550.00	0.007
555.00	0.007
560.00	0.006
565.00	0.007
570.00	0.011
575.00	0.067
580.00	0.507
585.00	2.948
590.00	11.783
595.00	29.570
600.00	50.072
605.00	67.504
610.00	78.137
615.00	82.950
620.00	87.974
625.00	92.353
630.00	94.065
635.00	94.604
640.00	94.208
645.00	93.673
650.00	91.840
655.00	86.354
660.00	83.987
665.00	88.124
670.00	77.113
675.00	55.160
680.00	39.382
685.00	14.115
690.00	1.990
695.00	0.376
700.00	0.378
705.00	0.368
710.00	0.242
715.00	0.188
720.00	0.155
725.00	0.129
730.00	0.112
735.00	0.109
740.00	0.118
745.00	0.135
750.00	0.151

[測定プロパティ]

波長範囲(nm): 300.00 ~ 1200.00  
 スキャン スピード: 高速  
 サンプルングピッチ: 1.0  
 オート サンプルングピッチ: 有効  
 測定モード: オート

[装置プロパティ]

装置の種類: UV-3600Plus シリーズ  
 測光値: 透過率  
 スリット幅: (20)  
 時定数: 0.1 秒  
 光源: 自動  
 光源切替波長: 285.00 nm

.....